

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ



DEOST


Panorama

коронарный ангиографический катетер

- армированный
- рентгенконтрастный
- мягкий атравматичный кончик
- внутренний просвет
- эффективен в разных анатомических условиях
- широкий размерный и модельный ряд



ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕГО ПРОСВЕТА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр:	4F, 5F, 6F и 7F
Эффективная длина:	80, 100 и 110 см (pigtail)
Максимальное давление (psi):	1200 (8274 кПа)
Диаметр наибольшего совместимого проводника:	0,038"
Оплетка	двойная стальная проволока плоского сечения
Рентгенконтрастный компонент	сульфат бария
Боковые отверстия	0-2 (pigtail 3-5)

Стерильный


Не применять в случае открытой или поврежденной стерильной упаковки

Не стерилизовать повторно

Срок годности 3 года (36 мес)







Условия хранения: при температуре +10 ... +30 °C в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте




Уничтожить изделие после использования



Panorama

		JUDKINS LEFT					
							
		JUDKINS LEFT (JL 3.0)	JUDKINS LEFT (JL 3.5)	JUDKINS LEFT (JL 4.0)	JUDKINS LEFT (JL 4.5)	JUDKINS LEFT (JL 5.0)	JUDKINS LEFT (JL 6.0)
5 шт. в коробке	Длина	100 см	100 см	100 см	100 см	100 см	100 см
	∅						
	4 F	AC40JL030	AC40JL035	AC40JL040	AC40JL045	AC40JL050	AC40JL060
	5 F	AC50JL030	AC50JL035	AC50JL040	AC50JL045	AC50JL050	AC50JL060
	6 F	AC60JL030	AC60JL035	AC60JL040	AC60JL045	AC60JL050	AC60JL060
7 F	AC70JL030	AC70JL035	AC70JL040	AC70JL045	AC70JL050	AC70JL060	

		JUDKINS RIGHT					
							
		JUDKINS RIGHT (JR 3.0)	JUDKINS RIGHT (JR 3.5)	JUDKINS RIGHT (JR 4.0)	JUDKINS RIGHT (JR 4.5)	JUDKINS RIGHT (JR 5.0)	JUDKINS RIGHT (JR 6.0)
5 шт. в коробке	Длина	100 см	100 см	100 см	100 см	100 см	100 см
	∅						
	4 F	AC40JR030	AC40JR035	AC40JR040	AC40JR045	AC40JR050	AC40JR060
	5 F	AC50JR030	AC50JR035	AC50JR040	AC50JR045	AC50JR050	AC50JR060
	6 F	AC60JR030	AC60JR035	AC60JR040	AC60JR045	AC60JR050	AC60JR060
7 F	AC70JR030	AC70JR035	AC70JR040	AC70JR045	AC70JR050	AC70JR060	

		SONES		
				
		SONES I (SON I)	SONES II (SON II)	SONES III (SON III)
5 шт. в коробке	Длина	100 см	100 см	100 см
	∅			
	4 F	AC4SON100	AC4SON200	AC4SON300
	5 F	AC5SON100	AC5SON200	AC4SON300
	6 F	AC6SON100	AC6SON200	AC4SON300
7 F	AC7SON100	AC7SON200	AC4SON300	

Panorama

КОРОНАРНЫЙ АНГИОНГРАФИЧЕСКИЙ КАТЕТЕР

		AMPLATZ LEFT		
		AMPLATZ LEFT (AL 1)	AMPLATZ LEFT (AL 2)	AMPLATZ LEFT (AL 3)
5 шт. в коробке	Длина	100 см	100 см	100 см
	Ø			
	4 F	AC4AL1000	AC4AL2000	AC4AL3000
	5 F	AC5AL1000	AC5AL2000	AC5AL3000
	6 F	AC6AL1000	AC6AL2000	AC6AL3000
	7 F	AC7AL1000	AC7AL2000	AC7AL3000

		AMPLATZ RIGHT		
		AMPLATZ RIGHT (AR 1)	AMPLATZ RIGHT (AR 2)	AMPLATZ RIGHT (AR 3)
5 шт. в коробке	Длина	100 см	100 см	100 см
	Ø			
	4 F	AC4AR1000	AC4AR2000	AC4AR3000
	5 F	AC5AR1000	AC5AR2000	AC5AR3000
	6 F	AC6AR1000	AC6AR2000	AC6AR3000
	7 F	AC7AR1000	AC7AR2000	AC7AR3000



		INTERNAL MAMMARY
		INTERNAL MAMMARY (IMA)
5 шт. в коробке	Длина	100 см
	Ø	
	4 F	AC4IMA000
	5 F	AC5IMA000
	6 F	AC6IMA000
	7 F	AC7IMA000



		ATESAL		
		ATESAL 3.5	ATESAL 4.0	ATESAL 4.5
5 шт. в коробке	Длина	100 см	100 см	100 см
	Ø			
	4 F	AC4ASL035	AC4ASL040	AC4ASL045
	5 F	AC5ASL035	AC5ASL040	AC5ASL045
	6 F	AC6ASL035	AC6ASL040	AC6ASL045
	7 F	AC7ASL035	AC7ASL040	AC7ASL045


		HOCKEY STICK
		HOCKEY STICK
5 шт. в коробке	Длина	100 см
	Ø	
	4 F	AC40HS000
	5 F	AC50HS000
	6 F	AC60HS000
	7 F	AC70HS000

Panorama




КОРОНАРНЫЙ АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ КАТЕТЕР

		CORONARY BYPASS	
			
		CORONARY BYPASS LEFT (LCB)	CORONARY BYPASS RIGHT (RCB)
		100 см	100 см
		∅	∅
5 шт. в коробке	4 F	AC4LCB000	AC4RCB000
	5 F	AC5LCB000	AC5RCB000
	6 F	AC6LCB000	AC6RCB000
	7 F	AC7LCB000	AC7RCB000

		MULTIPURPOSE	
			
		MULTIPURPOSE A (MP A)	MULTI-PURPOSE B (MP B)
		100 см	100 см
5 шт. в коробке	4 F	AC4MPA000	AC4MPB000
	5 F	AC5MPA000	AC5MPB000
	6 F	AC6MPA000	AC6MPB000
	7 F	AC7MPA000	AC7MPB000

		Q4
		
		Q4
		100 см
		∅
5 шт. в коробке	4 F	AC40Q4000
	5 F	AC50Q4000
	6 F	AC60Q4000
	7 F	AC70Q4000

		MOD. EXTRA BACK UP
		
		MOD. EXTRA BACK UP
		100 см
		∅
5 шт. в коробке	4 F	AC4MEBU00
	5 F	AC5MEBU00
	6 F	AC6MEBU00
	7 F	AC7MEBU00

		PIGTAL		
				
		PIGTAL STRAIGHT (PIG)	PIGTAL 145° (PIG 145)	PIGTAL 155° (PIG 155)
		110 см	110 см	110 см
		∅		
5 шт. в коробке	4 F	AC4PIG000	AC4PIG145	AC4PIG155
	5 F	AC5PIG000	AC5PIG145	AC45IG155
	6 F	AC6PIG000	AC6PIG145	AC6PIG155
	7 F	AC7PIG000	AC7PIG145	AC7PIG155


AKKORD

коронарный проводниковый катетер

стальное армирование
 высокая стабильность формы
 превосходная визуализация кончика
 большой внутренний просвет
 надежен в сложных анатомических
 условиях
 широкий размерный и модельный ряд



ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕГО ПРОСВЕТА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметры:	5F, 6F, 7F и 8F
Длина:	100 см
Шафт:	5 сегментов (различной жесткости)
Материал:	нейлон внутренний слой ПТФЭ
Оплетка:	двойная стальная проволока плоского сечения
Материал кончика:	Пебакс
Рентгеноконтрастный компонент:	Сульфат Бария

Одноразового использования

Стерильный


Не применять в случае открытой или поврежденной стерильной упаковки

Не стерилизовать повторно

Срок годности 3 года (36 мес)

Условия хранения: при температуре +10 ... +30 °С в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте

Уничтожить изделие после использования



JUDKINS LEFT						
5 шт. в коробке						
	JUDKINS LEFT (JL 3.0)	JUDKINS LEFT (JL 3.5)	JUDKINS LEFT (JL 4.0)	JUDKINS LEFT (JL 4.5)	JUDKINS LEFT (JL 5.0)	JUDKINS LEFT (JL 6.0)
5F	GC50JL030	GC50JL035	GC50JL040	GC50JL045	GC50JL050	GC50JL060
6F	GC60JL030	GC60JL035	GC60JL040	GC50JL045	GC60JL050	GC60JL060
7F	GC70JL030	GC70JL035	GC70JL040	GC50JL045	GC70JL050	GC70JL060
8F	GC80JL030	GC80JL035	GC80JL040	GC50JL045	GC80JL050	GC80JL060

JUDKINS LEFT CURVED					
5 шт. в коробке					
	JUDKINS LEFT CURVED (JLC 3.5)	JUDKINS LEFT CURVED (JLC 4.0)	JUDKINS LEFT CURVED (JLC 4.5)	JUDKINS LEFT CURVED (JLC 5.0)	JUDKINS LEFT MOD. (JL 4.0 MOD)
5F	GC5JLC035	GC5JLC040	GC5JLC045	GC5JLC050	GC5JLM040
6F	GC6JLC035	GC6JLC040	GC6JLC045	GC6JLC050	GC6JLM040
7F	GC7JLC035	GC7JLC040	GC7JLC045	GC7JLC050	GC57LM040
8F	GC8JLC035	GC8JLC040	GC8JLC045	GC8JLC050	GC8JLM040

JUDKINS RIGHT								
5 шт. в коробке								
	JUDKINS RIGHT (JR 3.5)	JUDKINS RIGHT (JR 4.0)	JUDKINS RIGHT (JR 4.5)	JUDKINS RIGHT (JR 5.0)	JUDKINS RIGHT (JR 6.0)	JUDKINS RIGHT CURVED (JRC 3.5)	JUDKINS RIGHT CURVED (JRC 4.0)	JUDKINS RIGHT CURVED (JRC 4.5)
5F	GC50JR035	GC50JR040	GC50JR045	GC50JR050	GC50JR060	GC5JRC035	GC5JRC040	GC5JRC045
6F	GC60JR035	GC60JR040	GC60JR045	GC60JR050	GC60JR060	GC6JRC035	GC6JRC040	GC6JRC045
7F	GC70JR035	GC70JR040	GC70JR045	GC70JR050	GC70JR060	GC7JRC035	GC7JRC040	GC7JRC045
8F	GC80JR035	GC80JR040	GC80JR045	GC80JR050	GC80JR060	GC8JRC035	GC8JRC040	GC8JRC045

КОРОНАРНЫЙ ПРОВОДНИКОВЫЙ КАТЕТЕР

LEFT EXTRA SUPPORT				
5 шт. в коробке				
	LEFT EXTRA SUPPORT (LES 3.0)	LEFT EXTRA SUPPORT (LES 3.5)	LEFT EXTRA SUPPORT (LES 4.0)	LEFT EXTRA SUPPORT (LES 4.5)
5F	GC5LES030	GC5LES035	GC5LES040	GC5LES045
6F	GC6LES030	GC6LES035	GC6LES040	GC6LES045
7F	GC7LES030	GC7LES035	GC7LES040	GC7LES045
8F	GC8LES030	GC8LES035	GC8LES040	GC8LES045

RIGHT EXTRA SUPPORT				
5 шт. в коробке				
	RIGHT EXTRA SUPPORT (RES 3.5)	RIGHT EXTRA SUPPORT (RES 4.0)	RIGHT EXTRA SUPPORT (RES 4.5)	RIGHT EXTRA SUPPORT (RES 5.0)
5F	GC5RES030	GC5RES035	GC5RES040	GC5RES045
6F	GC6RES030	GC6RES035	GC6RES040	GC6RES045
7F	GC7RES030	GC7RES035	GC7RES040	GC7RES045
8F	GC8RES030	GC8RES035	GC8RES040	GC8RES045

MOD.EXSTRA BACK UP	
5 шт. в коробке	
	MOD.EXSTRA BACK UP (MOD. EBU)
5F	GC5MEBU00
6F	GC6MEBU00
7F	GC7MEBU00
8F	GC8MEBU00

CORONARY BYPASS		
5 шт. в коробке		
	CORONARY BYPASS LEFT (LCB)	CORONARY BYPASS RIGHT (RCB)
5F	GC5LCB000	GC5RCB000
6F	GC6LCB000	GC6RCB000
7F	GC7LCB000	GC7RCB000
8F	GC8LCB000	GC8RCB000

INTERNAL MAMMARY	
5 шт. в коробке	
	INTERNAL MAMMARY (IMA)
5F	GC5IMA000
6F	GC6IMA000
7F	GC7IMA000
8F	GC8IMA000

КОРОНАРНЫЙ ПРОВОДНИКОВЫЙ КАТЕТЕР

MULTIPURPOSE		
5 шт. в коробке		
	MULTI-PURPOSE (MP A1)	MULTI-PURPOSE (MP B1)
5F	GC5MPA001	GC5MPB001
6F	GC6MPA001	GC6MPB001
7F	GC7MPA001	GC7MPB001
8F	GC8MPA001	GC8MPB001

AMPLATZ RIGHT				
5 шт. в коробке				
	AMPLATZ RIGHT (AR 1.0)	AMPLATZ LEFT RIGHT (AR 1.2)	AMPLATZ RIGHT (AR 2.0)	AMPLATZ RIGHT (AR 3.0)
5F	GC50AR010	GC5ALR012	GC50AR020	GC50AR030
6F	GC60AR010	GC6ALR012	GC60AR020	GC60AR030
7F	GC70AR010	GC7ALR012	GC70AR020	GC70AR030
8F	GC80AR010	GC8ALR012	GC80AR020	GC80AR030

AMPLATZ LEFT						
5 шт. в коробке						
	AMPLATZ LEFT (AL 0.75)	AMPLATZ LEFT (AL 1.0)	AMPLATZ LEFT (AL 1.2)	AMPLATZ LEFT (AL 1.5)	AMPLATZ LEFT (AL 2.0)	AMPLATZ LEFT (AL 3.0)
5F	GC50AL075	GC50AL010	GC50AL012	GC50AL015	GC50AL020	GC50AL030
6F	GC60AL075	GC60AL010	GC60AL012	GC60AL015	GC60AL020	GC60AL030
7F	GC70AL075	GC70AL010	GC70AL012	GC70AL015	GC70AL020	GC70AL030
8F	GC80AL075	GC80AL010	GC80AL012	GC80AL015	GC80AL020	GC80AL030